

歯科医院専売



Aligner Clear Spray

アライナークリアスプレー

医療従事者向け資料

歯科医院専売

お出かけ先でも ずっと清潔、 ずっと爽やか



お出かけ先でも
簡単ケア



スピード除菌^{*}&
抗菌コート

※すべての菌を除去するわけではありません。



汚れの付着を防ぐ



さわやかな
フレッシュミントの香り

特長



スピード除菌[※] & 抗菌コート


※すべての菌を除去するわけではありません。

除菌効果(自社試験)

菌種	除菌率
<i>S. mutans</i> (口腔レンサ球菌)	99.9%
<i>C. albicans</i> (真菌)	99.9%

※すべての菌を除去するわけではありません。

抗菌効果(自社試験)



※製剤使用前の菌数を1とした時の相対値



お出かけ先でも簡単ケア



汚れの付着を防ぐ

汚れ付着防止成分MPC^{※1}2倍配合^{※2}

※1 2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン
※2 当社従来品比




さわやかなフレッシュミントの香り



使用方法

- ①アライナー(マウスピース型矯正装置)の全体が濡れるように、約10cmほど離して、適量(3~4プッシュ)をスプレーする。
- ②スプレー後、そのまま乾燥させる。もしくは、清潔な布等で拭き取るか、水で洗い流す。



モンダミン アライナークリアスプレー 30mL

製造販売元



アース製薬株式会社

本社 東京都千代田区神田司町2-12-1

お客様のお気づきを活かす窓口部 0120-81-6456



詳しくはコチラ

販売代理店



株式会社 デンタリード

本社 大阪市淀川区新高1-1-15

TEL:06-6396-4448 フリーFAX ☎0120-24-0892

24時間 おやくに